

GR EN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΤΕΡΝΑΣ/ΑΓΚΩΝΑ. (ΖΕΥΓΟΣ)

USER MANUAL : HEEL / ELBOW PROTECTOR - POLYESTER (PAIR)



REF:0807491

CE

Προοριζόμενη Χρήση:

Το προστατευτικό πτέρνας/αγκώνα προορίζεται για την πρόληψη των ελκών κατάκλισης και είναι κατάλληλο για την μείωση της πίεσης και της τριβής.

Καθαρισμός:

- Πλένεται στο πλυντήριο με κρύο νερό. Στεγνώστε το σε οριζόντια θέση,
- Δεν πρέπει να σιδερώνεται, να υποβάλλεται σε στεγνό καθάρισμα, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων χλωρίου και η αποστείρωση.



ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Διατηρήστε το μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για να αποφεύγεται τυχόν διάτρηση ή σχίσσιμο



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στο σωστό σημείο ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20 x 14 cm

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:


Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής



Valentine International Ltd.
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C.



MOBIAK S.A
KATHIANA AKROTIRIOU
CHANIA, CRETE-GREECE
T:+30 28210 63222



Y. Sung Handelsvertretung
Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf
Deutschland

Intended Use:

The heel / elbow protector is intended to prevent bed sores and is suitable for reducing pressure and friction.

Cleaning:

- Machine washable with cold water. Dry it horizontally,
- It should not be ironed, dry cleaned, the use of chlorine products and sterilization is prohibited.

CAUTION (!):

- Keep it away from any heat source.
- It should be stored away from sharp objects to avoid perforation or tearing.



Environmental Protection:

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the products' components.

TECHNICAL FEATURES

MATERIAL: POLYESTER FIBERS

DIMENSIONS: 20 X 14 CM

INCIDENT REPORTING:


Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.



Valentine International Ltd.
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C.



MOBIAK S.A
KATHIANA AKROTIRIOU
CHANIA, CRETE-GREECE
T:+30 28210 63222



Y. Sung Handelsvertretung
Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf
Deutschland

Declaration of Conformity

Manufacturer: Valentine International Ltd.
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C.

SRN: TW-MF-000011689

Authorized Representative: Y. Sung Handelsvertretung
Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf
Deutschland Germany

SRN: DE-AR-000005142

I hereby declare that the products specified above are classified as class 1 devices, as in conformity with the requirements of the EU Medical Device Regulation (EU) MDR 2017/745.


This was verified with conformity evaluation procedures according to Medical Device Regulation Annex VIII.

Products -- Meet requirements for MDR regulation 2017/745

| Valentine Item No. | Description | UDIDI |
|-----------------------|--|---------------|
| 10184-Bariatric | Bariatric Folding Walker | 4719879701425 |
| 10298LH | Portable Wheelchair Ramp | 4719879709308 |
| 10563 | Fracture Bedpan with Lid | 4719879703542 |
| 11613/16/WH | Suction Grab Bars | 4719879709544 |
| 12312 | Fold Away Grab Bar | 4719879707915 |
| 14437 | Heel/Elbow Protector | 4719879709018 |
| 60781/R to 60789/R | Dyna-Seal Cast & Bandage Protectors | 4719879706222 |

This is certify Quality System ISO 13485: 2016,
CERTIFICATED NUMBER 217412-2017-AQ-RGC-NA-PS Rev. 2.0

Authorized signature:



Ivory Hung / Manager June 26 2023

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual



Ιατρική Συσκευή
Medical Device



Σήμα συμμόρφωσης CE
CE Mark



Κατασκευαστής
Manufacturer



Ημερομηνία Παραγωγής
Production Date



Κωδικός Προϊόντος
Product Number



Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης
Read the instruction for use



Σειριακός Αριθμός
Serial Number



Μην χρησιμοποιείται εάν το
κουτί είναι κατεστραμμένο
Do not use if Package is Damage



Αριθμός Παρτίδας
Batch Number



Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά
Right Way Up



Μοναδικός αναγνωριστικός
κωδικός προϊόντος
Unique Device Identification



Κρατήστε μακριά από
ηλιοφάνεια
Keep away from sunlight



Διατηρήστε Στεγνό
Keep Dry



Ύψος στοιβάξης 3 κιβώτια
Stacking Height



Χειριστείτε με προσοχή
Handle With Care



Εύθραυστο
Fragile



Χρήση Μόνο για
Εσωτερικό Χώρο In Door
Use Only



Απόρριψη Ηλεκτρικών
Εξαρτημάτων
Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive